

Perusohjeen mukaisesti kertakäyttömaski tulee asettaa niin, että maskin sisällä oleva metallinen klipsi asetetaan nenän päälle. Klipsillä varmistetaan maskin tiiveys.

Yleensä maskin laskokset avautuvat alaspäin. Joissakin valmistuserissä laskokset avautuvat ylöspäin. Laskosten tarkoitus on sallia maskin venyminen niin, että maski voidaan vetää sekä nenän päälle että leuan alle. Tärkeintä on asettaa maski niin, että klipsi tulee nenän päälle.

Suomessakin on myytävänä sellaisia sertifioituja Type IIR -kertakäyttömaskeja, joissa laskokset avautuvat maskin yläosassa ylöspäin, ja alaosassa alaspäin. Näitä maskeja saa käyttää jopa leikkaussaleissa.

Laskosten suunnan vaihtelu on yleistä. Televisiossa näkee jopa ministereillä maskien laskosten olevan välillä alas-, välillä ylöspäin.

Laskosten suunta ei vaikuta maskin toimivuuteen. Asia on enemmänkin kosmeettinen kysymys.